

Plasmids to go

Standard Plasmide in hoher Qualität
Sofort lieferbar: Auspacken und Starten!

Produkte (Auswahl)	Art.-Nr.	Spezifische Eigenschaften / Kurzbeschreibung
Kontrollplasmide		
pUC21	PF450	Kontroll- / Standard- <i>Backbone</i> plasmid, Amp-Resistenz, <i>MCS</i>
pUK21	PF451	Kontroll- / Standard- <i>Backbone</i> plasmid, Kan-Resistenz, <i>MCS</i>
pCMV	PF464	Kontrollplasmid (nur CMV-Promotor), Amp-Resistenz
Reportergene		
pCMV- <i>luc</i>	PF461	Luziferase-Expression
pCMV- <i>lacZ</i>	PF462	β -Galaktosidase-Expression
pCMV-GFP	PF463	GFP-Expression
pEPI-1- <i>luc</i>	Pf598	S/MAR-Element für stabile Langzeit-Luziferase-Expression
MC07.CMV- <i>luc</i>	PF698	<i>Minicircle</i> ; <u>kein</u> Resistenzgen, <u>kein</u> <i>Ori</i> , Luziferase-Expression
AAV Helper-/Packaging		
pDM	PF400	<i>Wildtyp</i> : <i>rep</i> (Rep78, 68, 52, 40); ITR von AAV2, <u>kein</u> RFP
pDG	PF421	<i>rep2/cap2</i> ; <u>kein</u> RFP
pDP1rs	PF401	<i>rep2/cap1</i> ; RFP
pDP2rs	PF402	<i>rep2/cap2</i> ; RFP
pDP3rs	PF403	<i>rep2/cap3</i> ; RFP
pDP4rs	PF404	<i>rep4/cap4</i> ; <u>kein</u> MMTV-Prom., RFP
pDP5rs	PF405	<i>rep2/cap5</i> ; RFP
pDP6rs	PF406	<i>rep2/cap6</i> ; RFP
pDG(R484E/R585E)	PF422	pDG (PF421) ohne Heparin-Bindungsmotiv, <u>kein</u> RFP
pDP8.ape	Pf478	<i>rep2/cap8</i> ; <u>kein</u> RFP
<i>Die AAV-Plasmide sind auch ohne RFP-Funktion erhältlich.</i>		
DNA Marker		
1 kb	MSM865	50 μ g DNA-Leiter (lyophilisiert) und 1mL Ladepuffer
100 kb	MSM805	50 μ g DNA-Leiter (lyophilisiert) und 1mL Ladepuffer

Kontakt:
PlasmidFactory GmbH & Co. KG
Meisenstraße 96
33607 Bielefeld
GERMANY

Phone: +49 521 299 735-0
info@PlasmidFactory.com